

Pautas de recolección para la prueba de lombrices intestinales

Pinworm Test Collection Guidelines (Spanish)

Las lombrices intestinales son pequeñas lombrices blancas de aproximadamente $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ pulgada de largo y parecen un pequeño grano de arroz. A veces se las ve dentro y alrededor de las nalgas (ano) del niño y en sus movimientos intestinales. Estas lombrices viven en el intestino. La lombriz adulta hembra sale del ano de la persona infectada por la noche y pone sus huevos en la piel a su alrededor. Esto causa picazón y hace que los niños se rasquen. Las lombrices se pueden mover también hacia la vagina de las niñas y ocasionar picazón.

Para saber si la picazón de su hijo es causada por lombrices intestinales, se deben observar los huevos bajo un microscopio. Son tan pequeños que no podrá verlos de otro modo.

Necesitará

La mejor manera de recolectar una muestra o espécimen de los huevos es utilizando un kit de recolección de lombrices intestinales. Puede obtener uno de su proveedor de atención médica o en un centro de servicios de laboratorio o en el centro *Close To Home*SM de Nationwide Children's.

Cómo etiquetar la muestra

Realice los pasos 1 y 2 antes de iniciar la recolección.

1. Nombre legal completo del niño: nombre y apellidos completos, correctamente escritos
2. Uno de los siguientes identificadores únicos:
 - Fecha de nacimiento o
 - Número de identificación del paciente o
 - Número de expediente médico del Nationwide Children's Hospital

3. Fecha de la recolección (MM/DD/AAAA)
4. Hora de la recolección por la mañana (escriba a.m.)

Si adquiere el kit en una clínica de Nationwide Children's, es posible que le den una etiqueta de registro EPIC para que la utilice.

Cómo recolectar la muestra con un kit

1. Recolecte la muestra a primera hora de la mañana, justo después de que su hijo se despierte y antes de que vaya al baño o se lave.
2. Llene la etiqueta y adhiérala al tubo de recolección de muestras del kit.
3. Coloque a su hijo sobre el abdomen (barriga) para poder separar las nalgas. El ano no debe estar manchado de heces (caca). Si ve caca, espere a recolectar la muestra al día siguiente.
4. El kit tendrá una paleta unida a la tapa de un tubo de muestras. Quite la tapa y busque las palabras STICKY SIDE en la paleta. Presione el lado adhesivo de la paleta **sobre** el ano (no dentro) durante unos segundos. Retire la paleta y vuelva a introducirla en el tubo. Vuelva a colocar el tapón.
5. Coloque el tubo en una bolsa de plástico con cierre. Asegúrese de que la etiqueta del tubo esté completamente llenada. Selle la bolsa.
6. Lávese bien las manos.
7. Lleve la muestra al laboratorio en el plazo de una hora. Si no puede hacerlo, póngala en el refrigerador. La muestra puede conservarse en el refrigerador hasta 7 días.

Si el laboratorio no ve huevos de lombrices intestinales y su hijo sigue teniendo picazón, es posible que tenga que volver a hacer la prueba.

Opciones de entrega:

Lo mejor es llevar la muestra a un centro de servicios de laboratorio el mismo día en que la recolecte.

Durante el día:

- Cualquier centro de servicios de laboratorio o el Centro *Close To Home*SM de Nationwide Children's durante el horario de atención habitual. Para obtener más información sobre los horarios de atención y la ubicación, comuníquese con los servicios de laboratorio al número (800) 934-6575 o visite www.NationwideChildrens.org/Lab.
- Nationwide Children's Orange Laboratory, ubicado en 555 S. 18th Street, Columbus, Ohio 43205. Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m., y sábados de 8:30 a. m. a 3:30 p. m.

Por la noche:

- Departamento de Admisiones de Nationwide Children's Hospital en el campus principal. Las entregas se realizan de lunes a viernes, de 7:00 p. m. a 11:30 p. m.

No deje la muestra en el Servicio de Urgencias.

Si tiene alguna duda, pregunte a su proveedor de atención médica o llame al laboratorio al (800) 934-6575.