

TABLO KOLÈK POUPOU (Haitian Creole)

NON TÈS LA	VESO POU KOLEKTE	FOTO VESO A	ENSTRIKSYON POU KOLEKTE POUPOU A	ESTABILITE *Enkli tan pou transpò ak pou fè tèl la
Adenoviris 40/41 Antijèn, Poupou	Veso steril (bouchon ble)		Sèvi ak yon ti baton pou bese lang la oswa yon kiyè (pa yon swab) pou kolekte omwen ½ ti kiyè pou pou pou mete l nan veso esteril la.	Nan frijidè – 72 èdtan Nan frizè – 1 mwa
Alpha 1 Antitrypsin Kantitatif, Poupou	Veso steril (bouchon ble)		Sèvi ak yon ti baton pou bese lang la oswa yon kiyè (pa yon swab) pou kolekte omwen 1 gwo kiyè pou pou pou mete l nan veso esteril la.	Tanperati anbyant (nòmal) – 24 èdtan Nan frijidè – 7 jou Nan frizè – 3 mwa
Calprotectin, Poupou	Veso steril (bouchon ble)		Sèvi ak yon ti baton pou bese lang la oswa yon kiyè (pa yon swab) pou kolekte omwen 1 gwo kiyè pou pou pou mete l nan veso esteril la. Lè w ap kolekte pou pou nan yon kouchèt, pa pran pou pou a ki manyen doubli kouchèt la.	Tanperati anbyant (nòmal) – 4 jou Nan frijidè – 10 jou Nan frizè – pa gen limit tan
Clostridium difficile Toxin Gene	Veso steril (bouchon ble)		Sèvi ak yon ti baton pou bese lang la oswa yon kiyè (pa yon swab) pou kolekte omwen 1 gwo kiyè pou pou oubyen omwen ½ ti kiyè pou pou lage oswa likid pou mete nan veso steril la.	Tanperati anbyant (nòmal) – 24 èdtan Nan frijidè – 5 jou Nan frizè – pa gen limit tan mwa
Kilti, Poupou	Cary Blair (veso ki gen bouchon vèt la ak likid wouj)		Sèvi ak spork pou kolekte pou pou a (ki tache sou bouchon an) oswa yon ti baton pou bese lang pasyan yo pou kolekte pou pou a. Mete ase pou pou nan tib la jiskaske li rive nan liy wouj la sou etikèt la. Vise bouchon an sere epi mete l baskile veso a tèt anba plizyè fwa jiskaske li melanje nèt .	Poupou an dwe plase nan veso a 2 èdtan pou pita apre yo fi kolekte li. Tanperati anbyant (nòmal) – 24 èdtan Nan frijidè – 72 èdtan
	Tij koton Doub Kilti		Pouse toulede swabs ntre enpe nan twou dèyè a (sfenktè anal) pou kolekte pou pou a. Mete tij koton yo nan tib plastik la. Bout tij koton an dwe manyen eponj mouye a ki nan pwent tib la.	Tanperati anbyant (nòmal) – 24 èdtan Nan frijidè – 24 èdtan
Grès fekal, Kalitatif	Veso steril (bouchon ble)		Sèvi ak yon ti baton pou bese lang la oswa yon kiyè (pa yon swab) pou kolekte omwen 1 gwo kiyè pou pou pou mete l nan veso esteril la.	Nan frijidè – 2 semèn Nan frizè – 2 semèn
Gastrointestinal (GI) Infection Array	Cary Blair (veso ki gen bouchon vèt la ak likid wouj)		Sèvi ak spork pou kolekte pou pou a (ki tache sou bouchon an) oswa yon ti baton pou bese lang pasyan yo pou kolekte pou pou a. Mete ase pou pou nan tib la jiskaske li rive nan liy wouj la sou etikèt la. Vise bouchon an sere epi vire veso a tèt anba plizyè fwa jiskaske li melanje nèt .	Poupou an dwe plase nan veso a 2 èdtan pou pita apre yo fi kolekte li. Tanperati anbyant (nòmal) – 24 èdtan Nan frijidè – 72 èdtan
Giardia/ Cryptosporidium Antigen, Poupou	Total-Fix Container oswa Cary Blair (veso ki gen bouchon vèt la ak likid wouj)	 	Sèvi ak spork pou kolekte a (ki tache sou bouchon an) oswa yon ti baton pou bese lang pou kolekte pou pou a pou chak tèl. Eseye pran pou pou kote ki gen san oswa anpil mikis. Mete ase pou pou nan veso a jiskaske li rive nan liy koulè a sou etikèt la. Veso ki gen bouchon vèt la gen yon liy wouj. Vise bouchon an sere epi vire veso a tèt anba plizyè fwa jiskaske li melanje nèt .	Poupou an dwe plase nan veso a 2 èdtan pou pita apre yo fi kolekte li. Veso Total-Fix • Tanperati anbyant (nòmal) – 2 mwa • Nan frijidè – 2 mwa Veso Cary Blair (bouchon vèt) • Nan frijidè – 2 semèn

Tanpri al gade nan “Rejis Tès Laboratwa” a pou iwenn tout tèl ki pa make sou lis la.



TABLO KOLÈK POUPOU (Haitian Creole)

NON TÈS LA	VESO POU KOLEKTE	FOTO VESO A	ENSTRIKSYON POU KOLEKTE POUPOU A	ESTABILITE *Enkli tan pou transpò ak pou fè tè s la
Gram Stain (Poupou WBC)	Tij Koton Doub Kilti		Pouse toulede tij koton yo antre enpe nan twou dèyè a (sfenkè anal) pou kolekte poupou a. Mete tij koton yo nan tib plastik la. Bout tij koton an dwe manyen eponj mouye a ki nan pwen tib la.	Tanperati anyant (nòm) – 24 èdtan
San okilt, Poupou	Veso steril (bouchon ble)		Sèvi ak yon ti baton pou bese lang la oswa yon kiyè (pa yon swab) pou kolekte omwen 1 ti kiyè poupou pou mete l nan veso esteril la.	Nan frijidè – 8 èdtan
	Hemocult Card		Laboratwa a oswa founisè sante pitit ou an pral ba w yon kat Hemocult ak yon ti baton an bwa pou teste san nan poupou a. Sèvi ak ti baton an pou kolekte poupou a nan 2 kote diferan . • Pase baton an pou kote yon tras poupou (menm kantite ak egzant lan) anndan kare wat A. • Pase yon ti tras poupou fen ou pran yon 2yèm kote nan kare wat B a. Fèmen anli kat la.	Tanperati anyant (nòm) – 14 jou
Helicobacter pylori, Deteksyon Antijèn, Poupou	Veso steril (bouchon ble)		Sèvi ak yon ti baton pou bese lang la oswa yon kiyè (pa yon swab) pou kolekte omwen ½ ti kiyè poupou pou mete l nan veso esteril la. Pa kolekte poupou ki melanje ak pipi.	Nan frijidè – 72 èdtan Nan frizè – pa gen limit tan
Egzamen Ova & Parazit (O&P)	Total-Fix Container		Sèvi ak spork pou kolekte a (ki tache sou bouchon an) oswa yon ti baton pou bese lang pou kolekte poupou a pou chak tè. Eseye pran poupou kote ki gen san oswa anpil mikis. Mete ase poupou nan veso a jiskaske li rive nan liy koulènwa a sou etikèt la. Vise bouchon an byen sere epi vire veso a tèt anba plizyè fwa jiskaske li melanje nèt .	Poupou an dwe plase nan veso a 2 èdtan pou pita apre yo fi kolekte li. Tanperati anyant – 14 jou Nan frijidè – 14 jou
Elastase Pankreatik (E1), Poupou	Veso steril (bouchon ble)		Sèvi ak yon ti baton pou bese lang la oswa yon kiyè (pa yon swab) pou kolekte omwen 1 ti kiyè poupou pou mete l nan veso esteril la. Pa kolekte poupou ki melanje ak pipi.	Pa estoke li nan tanperati anyant (nòm) Nan frijidè – 2 semèn Nan frizè – 30 jou
pH, Poupou	Veso steril (bouchon ble)		Sèvi ak yon ti baton pou bese lang la oswa yon kiyè (pa yon swab) pou kolekte omwen ½ ti kiyè poupou lage oswa likid pou mete nan veso steril la. Pa kolekte poupou ki melanje ak pipi.	Nan frizè – 24 èdtan
Reduksyon Sibstans, Fekal	Veso steril (bouchon ble)		Sèvi ak yon ti baton pou bese lang la oswa yon kiyè (pa yon swab) pou kolekte omwen ½ ti kiyè poupou pou mete l nan veso esteril la. Pa kolekte poupou ki melanje ak pipi.	Pa estoke li nan tanperati anyant (nòm) Nan frijidè – 1 semèn Nan frizè – 2 semèn
Antijèn Rotaviris, Poupou	Veso steril (bouchon ble)		Sèvi ak yon ti baton pou bese lang la oswa yon kiyè (pa yon swab) pou kolekte omwen 1 gwo kiyè poupou oubyen omwen ½ ti kiyè poupou lage oswa likid pou mete nan veso steril la. Pa kolekte poupou ki melanje ak pipi.	Nan frijidè – 72 èdtan Nan frizè – pa gen limit tan